

НАКОЛЕННИКИ

ТУРМАЛИНОВЫЕ С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Инструкция по эксплуатации



Из-за ходьбы по асфальту, плитке, ламинату и иным твердым поверхностям страдают наши коленные суставы.

Благодаря чудодейственным свойствам турмалина наколенники турмалиновые с магнитными вставками обладают не только греющим эффектом, но и снимают излишнюю нагрузку и помогают Вашим ногам расслабиться после рабочего дня.

Преимущества:

- Легки в использовании
- Снимают усталость ног
- Снижают отечность
- Сочетают в себе свойства турмалина и магнитной терапии
- Благодаря эластичной основе не натирают и не пережимают ногу
- Удобно регулируются
- Просто стирать и сушить.




ВНИМАНИЕ! Товар не является медицинским изделием.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Следуйте инструкции
- Не используйте наколенники дольше 10-15 минут за сеанс при первых неделях применения наколенников и дольше 20-25 минут за сеанс при последующих неделях применения
- Храните в месте, недоступном для детей и животных
- Не используйте наколенник на поврежденных участках кожи

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:



1. Эластичная основа наколенников
2. Пряжки
3. Крепление-липучка
4. Вставка с магнитами
5. Тканевая вставка с турмалином



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Слегка смочите водой тканевую вставку с турмалином



Примечание: если тканевую вставку с турмалином не смачивать водой перед применением, эффект от использования наступает несколько позже.

- Наложите наколенник таким образом, чтобы вставки с магнитами и турмалином располагались на коленном суставе
- Зафиксируйте наколенник, застегнув пряжки и липучку



Примечание: не затягивайте пряжки наколенника слишком сильно, чтобы не затруднять кровообращение.

- Снимите наколенники после 10-15 минут использования



Примечание: после 5-10 минут использования наколенников у Вас появится ощущение тепла и легкого жжения. Это является нормальной реакцией организма на действие турмалина. Данный эффект исчезает полностью через 2-3 часа после окончания сеанса по использованию наколенников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Для достижения наилучшего эффекта используйте наколенники дважды в день
- Через неделю ежедневного использования Вы можете увеличить длительность сеансов на 2-3 минуты
- Ежедневно увеличивая длительность сеансов, Вы можете использовать наколенники по 20-25 минут за сеанс
- После прохождения курса использования наколенников длительностью 3 месяца необходимо сделать перерыв продолжительностью не менее 1 месяца.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная температура тела
- Геморрагические инсульты
- Гиперфункция щитовидной железы
- Беременность
- Период лактации
- Применение с осторожностью при аллергии, а также при наличии кардиостимулятора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- Для стирки наколенников поместите их в емкость с чистой водой при температуре 30-40°C, прополощите их
- После стирки разложите наколенники на горизонтальной поверхности или повесьте их
- Для сушки не используйте нагревающиеся поверхности (полотенцесушители, батареи и калориферы), не сушите наколенники в машине для сушки белья
- Не замачивайте наколенники в течение длительного времени
- Не используйте порошки, мыло и иные моющие средства
- Не стирайте наколенники в стиральной машине

Материал: неопрен, полиамид, турмалин, магниты, пластик.
Комплектация: наколенники – 2 шт.

