

## набор для эпиляции Smooth Legs VIBE инструкция пользователя

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием Smooth Legs VIBE на лице или других чувствительных участках, сделайте тест на небольшом участке кожи. Если раздражение отсутствует, продолжайте использование продукта. Если на тестируемом участке кожи возникает раздражение, прекратите использование устройства Smooth Legs VIBE.

### Комплектность набора:



Сумочка для хранения -1 шт.



Сменная основа большая - 5 шт.



Держатель малый -1 шт.



Сменная основа малая – 5 шт.



Держатель большой с виброблоком – 1 шт.

Набор для эпиляции Smooth Legs VIBE создан для удаления волос с женского и мужского тела, однако устройство нельзя использовать для удаления волос с головы или мужской бороды. Также устройство не рекомендуется использовать людям, страдающим кожными заболеваниями, имеющим открытые раны или диабет. При возникновении каких-либо сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом на предмет возможности использования Вами данного устройства.

Набор Smooth Legs VIBE имеет удобный съемный виброблок, который может помочь более эффективно избавиться от нежелательных волос и создать ощущение шелковистости кожи. При включении блок вибрирует и может вызывать покалывающее ощущение, что является нормальным.

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА, НАСУХО ВЫТРИТЕ КОЖУ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОЖА В ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ОБЛАСТИ СУХАЯ И ЧИСТАЯ. КОЖА ТАКЖЕ НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ОСТАТКИ КРЕМОВ, ЛОСЬОНОВ, МАЗЕЙ И ДРУГИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.**

Для малых областей используйте малый держатель с соответствующими его размерам сменными основами, для больших областей используйте большой держатель с соответствующими его размерам сменными основами.

#### Подготовка к работе:

**Шаг 1:** возьмите держатель и для лучшего прилипания к нему сменной основы, обезжирьте его подошву, протерев ее спиртосодержащей жидкостью. Насухо протрите подошву мягкой тканью.

**Шаг 2:** возьмите сменную основу, по размерам соответствующую размеру держателя и удалите с нее пленку, защищающую клеевой слой.

**Шаг 3:** плотно прижмите клеевую сторону сменной основы к подошве держателя

Для депиляции с виброблоком:

**Шаг 4:** поместите виброблок в пазы большого держателя и для его включения нажмите кнопку, находящуюся на его поверхности. Для выключения виброблока еще раз нажмите эту же кнопку.

Обрабатывайте желаемую область исключительно круговыми движениями, с небольшим усилием. Повторяйте эту процедуру во всех направлениях до появления необходимого результата. Для больших участков тела, используйте большой держатель с большой сменной основой; для малых или неровных участков используйте малый держатель с малой сменной основой.

Активная поверхность сменных основ покрыта маленькими кристаллами, которые помогают вращательными движениями удалять волосы на вашем теле до самых корней, придавая коже ощущение мягкости и гладкости после ее отшелушивания.

Покраснение кожи говорит о неправильном использовании устройства, или слишком большом прилагаемом усилии, или о том, что кожа была мокрой, покрытой кремом, мазью или прочими косметическими средствами.

После использования, промойте использованные держатели со сменными основами под проточной водой до чистого состояния, затем высушите их. Перед промывкой большого держателя предварительно удалите с него виброблок. Попадание влаги на виброблок может привести к его поломке.

В случае снижения эффективности действия сменной основы, она может быть заменена. Для этого отделите использованную сменную основу от подошвы держателя, возьмите из комплекта запасную сменную основу и повторите процедуру в соответствии с шагами 1, 2, 3 и 4.