

ПРОЦЕДУРЫ НА ОБЛАСТЬ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ

1. Удалите декоративную косметику с помощью очищающего молочка или тоника, подходящего к типу кожи. При наличии акне и жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка кожи скрабом или проведение пилинга специальными губками.
2. Удалите излишнюю влагу с кожи салфеткой и нанесите немного косметического талька для улучшения скольжения электрода (при наличии акне лучше использовать тальк с добавкой подсушивающих противовоспалительных компонентов).
3. Улучшение питания кожи. Перемещайтесь медленными скользящими движениями, направленными снизу вверх от подбородка до мочки уха, от носа к вискам, от бровей вверх к волосяной части головы в соответствии с основными массажными линиями. В области шеи движения проводятся по массажным линиям снизу-вверх, не затрагивая область проекции щитовидной железы.
4. Улучшение состояния проблемной кожи. Воздействие оказывается как непосредственно на проблемную точку, так и на область вокруг неё медленными круговыми или спиралевидными движениями. Воздействие на воспаленные уплотнения проводится контактным методом со средней интенсивностью. Воздействие на акне и угревую сыпь проводится дистанционным методом с воздушным зазором 1-3 мм с высокой интенсивностью для оказания «прижигающего» действия.
5. После окончания процедуры рекомендуется нанести на лицо и шею питательный или увлажняющий крем, подходящий к типу кожи. Можно также провести ручной массаж лица или нанести питательную или увлажняющую маску на 15-20 минут.
6. Процедуры проводятся ежедневно или через день. Общая продолжительность одной процедуры составляет 5-10 минут (увеличивать продолжительность следует постепенно). Продолжительность воздействия на область шеи не более 5 минут. Один курс может включать от 10 процедур для улучшения питания кожи до 20 процедур для улучшения состояния проблемной кожи. Курсы можно повторять 3-4 раза в год.

ЧИСТКА И УХОД

Очищайте электроды щеточкой или тканью. Протирайте корпус прибора сухой или чуть влажной тканью. При этом следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса. Запрещается мыть корпус прибора водой, либо использовать абразивные средства и растворители для его очистки. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: от розетки (220-240 В)
Максимальная потребляемая мощность: 3 Вт
Габариты: 72x51x51 мм
Вес: 245 г.

LEOMAX

Age Secret

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение Age Secret от LEOMAX. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации", если набор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Ручной прибор для визуального омоложения предназначен для ухода за кожей лица. Прибор прост в использовании. Для эксплуатации массажера не требуется иметь специальные навыки или прибегать к услугам медицинского персонала. С помощью этого аппарата вы сможете в домашних условиях обеспечить себе и вашим близким качественный уход за кожей, предотвратить появление и развитие многих косметических проблем, закрепить результаты, полученные после посещения кабинета косметолога. Проведение процедур не занимает много времени, не требует специальной подготовки и дорогостоящих компонентов. Поэтому процедуры с аппаратом Age Secret органично войдут в комплексный курс процедур, улучшающих внешний вид и состояние вашей кожи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для выполнения процедур в домашних условиях. Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

Запрещается использование прибора при подключении к электрической розетке без заземляющего контакта.

1. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
2. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
3. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током. Запрещается использовать прибор в ванной, душе или рядом с бассейном.
4. Запрещается использовать прибор во время сна.
5. Выключите прибор перед тем, как установить другой электрод.
6. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
7. Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки:

- при попадании жидкости в прибор;
- при появлении громкого шума, запаха или дыма во время использования прибора;
- при повреждении сетевого шнура;
- при падении и поломке прибора;
- по окончании использования прибора.

8. Не наступайте на сетевой шнур и не кладите на него тяжелые предметы.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
10. Используйте прибор только по его прямому назначению и только таким образом, как указано в руководстве.
11. Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества, в т.ч. кислород.
12. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
13. Запрещается использовать прибор, если на коже имеются царапины или открытые раны.
14. Прибор необходимо содержать в чистоте.
15. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
16. Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
17. Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Не кладите ничего в гнездо для электродов прибора, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током. Если что-то попало в прибор, пожалуйста, не вынимайте этот предмет самостоятельно, немедленно обратитесь в сервисный центр.
21. Не касайтесь упавшего в воду аппарата и не пытайтесь его извлечь до отключения сетевого шнура из розетки.
22. Категорически запрещается дальнейшая эксплуатация аппарата после попадания воды (или иной жидкости) внутрь корпуса. В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта аппарата.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- проблемная кожа, угревая сыпь;
- зрелая кожа со сниженным тургором, дряблостью и наличием морщин;
- бледная со сниженным питанием кожа;
- жирная пористая кожа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Общие противопоказания:

- сердечно-сосудистые заболевания, болезни крови, в том числе нарушения свертываемости, использование электрокардиостимулятора или наличие на теле любых иных электроаппаратов, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушения ритма, тромбофлебит, беременность, активный туберкулез, заболевания опухолевой природы, лихорадка, индивидуальная непереносимость электрического тока, нарушения кожной чувствительности.

Противопоказания, связанные с методикой:

- дарсонвализации: гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице) и выраженные формы купероза (сетка расширенных кровеносных сосудов на лице). В любом случае, особенно при наличии каких-либо заболеваний, перед применением аппарата необходимо проконсультироваться с врачом!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Прибор со встроенным регулятором и шнуром питания - 1шт.

Инструкция по эксплуатации - 1шт.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

Проведите осмотр прибора на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь в том, что аппарат и электроды продезинфицированы и готовы к работе.

1. Аккуратно, не прикладывая больших усилий, установите необходимый стеклянный электрод в гнездо для электродов аппарата. Электрод должен устанавливаться и выниматься с легким усилием. Не прикладывайте большую силу! Это может привести к повреждению стеклянного электрода.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что ручка регулятора интенсивности повернута в крайнее положение (OFF) против часовой стрелки до щелчка. Внимание! Во время использования запрещается касаться корпуса аппарата и поверхности колбы электрода в непосредственной близости (ближе 25мм) от гнезда для электродов.
3. Включите аппарат поворотом ручки регулятора интенсивности по часовой стрелке (до щелчка). Затем осторожно поднесите конец электрода к поверхности кожи на ладони. Плавно увеличивайте интенсивность вращением ручки интенсивности по часовой стрелке до появления разряда. После это уменьшите интенсивность до комфортного уровня. Будьте особенно аккуратны при воздействии на чувствительные области лица и всегда начинайте воздействие при минимальной установленной интенсивности! Внимание! Перед заменой электрода обязательно выключайте аппарат переводом регулятора интенсивности в крайнее положение против часовой стрелки до щелчка.
4. Проводите обслуживание аппарата только после его отключения от сети питания! Грязь с поверхности аппарата и стеклянных электродов необходимо удалять мягкой, слегка увлажненной тканью, не оставляющей ворса. Для очистки электродов допускается применять нейтральное моющее средство или 70% раствор этилового спирта. Перед дальнейшим применением корпус аппарата и электроды необходимо тщательно просушить.
5. После очистки аппарата и электродов уберите их в футляр.

ПРОВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

В зависимости от положения рабочей части электрода относительно поверхности кожи при работе с прибором различают два режима воздействия:

- контактная методика - рабочая часть стеклянного электрода касается кожи. Воздействие в этом режиме повышает тургор (упругость) кожи, её эластичность, препятствует развитию морщин, нормализует секрецию сальных желез. При воздействии контактным способом может возникать ощущение слабого, приятного тепла.

- дистанционная методика - между электродом и поверхностью кожи поддерживается воздушный зазор около 1-10мм. При воздействии по дистанционному методу может ощущаться покалывание, интенсивный запах озона, может быть слышен тихий треск. Можно заметить голубые искровые разряды, напоминающие тонкие маленькие молнии.

! Вне зависимости от методики мощность (интенсивность) воздействия прибора определяется каждым пользователем (лицензиатом) субъективно по личным ощущениям. Недопустимо использовать массажер, испытывая при этом болевые ощущения. Не стремитесь устанавливать максимально возможную интенсивность с целью получения быстрого лечебно-косметологического эффекта. При использовании аппарата следует руководствоваться принципом разумности, делая акцент не на максимальной интенсивности и длительности воздействия, а на регулярности выполнения процедур и правильном движении электрода по массажным линиям кожи и органов тела.

Необходимо помнить, что перед использованием аппарата нельзя наносить на кожу спиртовой раствор или спиртосодержащие косметические средства! Процедура проводится по чистой и свободной от декоративной косметики, кремов поверхности кожи. Поэтому перед процедурой рекомендуется провести тщательную очистку кожи. Воздействие проводится плавными медленными движениями по основным массажным линиям лица. Пользуйтесь косметическим тальком или пудрой. Процедуру начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая ее до необходимого значения. После завершения процедуры выключите аппарат поворотом ручки регулятора интенсивности против часовой стрелки до щелчка и отключите от сети. Проведите обслуживание и уберите аппарат в футляр.