



Вы приобрели пояс Вибра тон, разработанный по последним технологиям на сегодняшний день.

Технология вибрации обеспечивает значительные преимущества, итак, начните получать удовольствие с поясом Вибра тон.

Вы можете брать пояс с собой повсюду.

Перед эксплуатацией пояса Вибра тон, следует внимательно прочитать инструкцию.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

- ☒ Не используйте пояс Вибра тон если Вы беременны.
- ☒ Храните пояс Вибра тон подальше от детей.
- ☒ Не используйте пояс Вибра тон, если Вы страдаете тромбозом или принимаете медикаменты.
- ☒ Не используйте пояс Вибра тон за 30 мин. до или после еды.
- ☒ Если Вы страдаете от серьезных заболеваний, прежде чем использовать пояс Вибра тон, следует проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.
- ☒ Не используйте пояс Вибра тон если у Вас мокрые руки или Вы находитесь рядом с водой.
- ☒ Храните пояс Вибра тон в специальной сумке для хранения, избегайте соприкосновения Вибра тон с острыми предметами.
- ☒ Никогда не кладите сверху пояса Вибра тон тяжелые предметы.
- ☒ Следует немедленно снять пояс Вибра тон, если Вы испытываете в нем дискомфорт.
- ☒ После использования пояса Вибра тон, следует выключить его из розетки.
- ☒ Не следует разбирать, чинить или видоизменять пояс Вибра тон.
- ☒ Не используйте пояс Вибра тон при сильной жаре или в очень влажной среде.
- ☒ Пояс Вибра тон не является медицинским или терапевтическим устройством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. пояс Вибра тон
2. адаптер
3. сумка для хранения
4. инструкция
5. план диеты
6. сантиметр

Как пользоваться поясом Вибра тон:

1. Разъедините две части пояса Вибра тон.
2. Оберните пояс вокруг необходимого участка тела.
3. Включите пояс.

Как использовать контроллер:

Когда пояс подключен в розетку, нажмите на контроллере кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

Вы услышите сигнал, и на контроллере загорится красная кнопка, которая показывает, что пояс готов к работе.

Затем Вы можете выбрать один из режимов:

Автоматический или Ручной

Автоматический режим:

Автоматический режим состоит из ритмичной вибрации, специально разработанной для того, чтобы каждая тренировка с поясом Вибра тон доставляла удовольствие.

1. Для активации автоматического режима нажмите кнопку на контроллере один раз. На контроллере загорится красная лампочка. Автоматический режим состоит из комбинации ритмичных вибраций, которые обеспечивают все преимущества вибромассажа.
2. Регулируйте интенсивность вибрации нажатием на кнопку «+» - для увеличения интенсивности вибрации, кнопку «-» для снижения интенсивности вибрации.

Ручной режим:

Ручной режим включает в себя постоянную неизменную вибрацию, специально разработанную для легкого выбора подходящей Вам вибрации.

1. Для активации ручного режима нажмите кнопку на контроллере два раза.
2. Вы услышите сигнал, и на контроллере загорится красная кнопка, которая показывает, что пояс готов к работе.
3. Регулируйте интенсивность вибрации нажатием на кнопку «+» - для увеличения интенсивности вибрации, кнопку «-» для снижения интенсивности вибрации.

Вы можете изменять режимы простым нажатием на кнопку контроллера.

Пояс Вибра тон автоматически выключается после 30 минут использования.

Когда Вы закончите тренировку с Вибра тон, нажмите кнопку OFF.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ПОЯСА Вибра тон:

Пояс Вибра тон не нужно мыть или чистить. Если вы хотите почистить пояс Вибра тон, просто протрите его влажной салфеткой.

Перед чисткой пояса, убедитесь, чтобы устройство было выключено из розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегайте соприкосновения пояса Вибра тон с острыми предметами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность на входе 220 – 240 Вт.

Мощность на выходе 12 Вт.

Частота 50-60 Гц.

Мощность 12 Ватт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА:

Мощность на входе 110-240 Вт.

Мощность на выходе 12 Вт.

Частота 50-60 Гц.